

DuoSafe

Galeries de protection


Les galeries de protection DuoSafe offrent une protection antichute très flexible au patient. Via des claviers intégrés, le patient et le personnel soignant peuvent contrôler les fonctions du lit.

Composition et manipulation

- Les galeries DuoSafe se composent de 4 panneaux en matière synthétique, montés sur des bras pivotants.
- Pour garantir une rigidité optimale, les bras pivotants sont en acier.
- Les galeries sont très silencieuses et nécessitent un minimum d'entretien.
- Les galeries sont montées sur la partie dos et la partie jambes et offrent une protection optimale au patient, même si le sommier est incliné.
- Les bords des panneaux sont arrondis.
- Les poignées ergonomiques offrent une meilleure prise en main.
- Chaque panneau peut individuellement être relevé et se verrouille dans la position la plus haute.
- Le mouvement vers le bas est inhibé par un amortisseur.
- Dans la position la plus basse, les galeries ne forment pas d'obstacle lorsque le patient doit quitter le lit ou lorsque le personnel soignant doit faire le lit ou utiliser un soulève-malade.
- Les distances entre les panneaux répondent aux normes de sécurité les plus sévères.
- La hauteur totale est de 42 cm (à partir du sommier).
- Dans la position la plus basse, la distance entre la partie supérieure du panneau et le sommier est 7,5 cm au max.
- Les galeries sont équipés des deux côtés d'un crochet intégré pour accessoires.
- Les galeries fournissent au patient le soutien nécessaire pour se lever ou marcher autour du lit.
- Le pédale de frein est toujours accessible, même lorsque les galeries sont dans leur position la plus basse grâce à l'ouverture de 32 cm entre les galeries et le panneau au pied du lit.
- Les panneaux DuoSafe sont équipés de deux clinomètres intégrés qui indiquent l'angle du dossier et du sommier.

Claviers intégrés (*)

- **Clavier - nursing (*)**: Les claviers pour personnel soignant à l'extérieur des panneaux DuoSafe sont équipés de toutes les fonctions pour amener le patient dans la position souhaitée (assise, couchée ou relax). Les fonctions supplémentaires permettent au personnel soignant de verrouiller sélectivement les fonctions et de vérifier la position du lit et l'état de la batterie en un clin d'œil.
- **Clavier - patient (*)**: Les claviers pour patients avec rétroéclairage intégré permettent de contrôler les fonctions du lit via un écran tactile facilement accessible. Le clavier peut être activé par le patient en se trouvant dans une position couchée, assise ou debout.



Couleurs bandes décoratives

- B048** bleu oslo
- 149** gris paloma


(*) Option



Dimensions

Galeries de protection DuoSafe

- Panneau 1: 94 x 42 cm
- Panneau 2: 71 x 42 cm
- hauteur maximale du matelas: 19 cm



Matériel utilisé et finition

- Matière synthétique.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Les galeries de protection DuoSafe répondent à la norme EN 60601-2-52.

Pour plus d'informations sur nos matériaux utilisés, sur la construction et l'entretien du produit : voir nos fiches matériaux.

Options et accessoires

- Claviers intégrés pour les fonctions du lit.

